


Precisión de monitor	
FiO ₂	±(2,5 vol. % + 2,5 % de la lectura real)
Flujo	±(2 l/min + 10 % de la lectura real) (BTPS)
Registro	
Tipo	Alarma, funcionamiento
Cantidad de eventos	5000
Sensor de O ₂	
Tipo	Celda de combustible galvánica
Tiempo de respuesta	< 15 s
Interfaz de comunicación	
Interfaz de comunicación	Rs232, Ethernet, VGA, puerto USB, llamada a enfermería, conector de calibración de CO ₂
Suministro de gas	
Tipo de gas	O ₂
Conector de tubería	NIST o DISS
Presión de suministro de gas	280 - 600 kPa
Pico de flujo en caso de gas de un solo suministro (aire)	≥ 210 l/min (BTPS)
Información de funcionamiento	
Especificaciones ambientales	
Temperatura	De 5 a 40 °C (en funcionamiento); de -20 a 60 °C (almacenamiento y transporte, sensor de O ₂ ; de -20 a 50 °C)
Humedad relativa	De 10 a 95 % (en funcionamiento); de 10 a 95 % (almacenamiento y transporte)
Presión barométrica	De 62 a 106 (en funcionamiento); de 50 a 106 (almacenamiento y transporte)
Respaldo de batería y energía	
Alimentación de CA externa	
Voltaje de entrada	100 - 240 kPa
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Corriente de entrada	2,7 - 1,1 A
Fusible	T3.15 AH/250 V
Alimentación de CC externa	
Voltaje de entrada	12 V
Corriente de entrada	15 V
Batería interna	
Cantidad de baterías	Una o dos
Tipo de batería	Batería de iones de litio incorporada, 14,8 V de CA, 5800 mAh
Tiempo de funcionamiento de batería	120 min (accionado por una batería nueva con carga completa, en condiciones de funcionamiento estándares) 240 min
Carrito	
Dimensiones	1039 mm * 528 mm * 544 mm
Peso	Aproximadamente 20 kg
Funciones especiales y procedimientos	
Suspiro	
100 % O ₂	
Succión	
Respiración manual	
Pausa de espiración	
Pausa de inspiración	
P0.1	
NIF	
Herramientas PV	
PEEPi	
Terapia de O ₂	

* BTPS = Body Temperature and Pressure Saturated (temperatura corporal y presión saturada)



Experiencia global, accesible a nivel local

Mindray es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones y equipos médicos. Firmemente comprometido con nuestra misión de “compartir las tecnologías médicas con el mundo”, nos dedicamos a la innovación en el campo de la monitorización de pacientes y soporte de vida, el diagnóstico in vitro, e Imagen Medica. El nuevo 1 Solution aprovecha la amplia cartera de productos de Mindray y ofrece a los hospitales una solución integral y sistémica para mejorar la eficiencia y calidad general de la atención, especialmente, en tres áreas clínicas clave: cuidados de urgencias, cuidados perioperatorios y cuidados críticos.

Mindray, que tiene su oficina principal en Shenzhen, China, y cotiza en la Bolsa de Nueva York, posee una red de distribución y servicio sólida con sucursales en 18 países de América del Norte, América Latina, Europa, África y Asia-Pacífico. Al mismo tiempo que mejoramos la calidad de la atención, ayudamos a reducir el costo, lo cual hace que sea más accesible a una mayor parte de la humanidad.

Desde que Mindray se fundó en 1991, su desarrollo se ha sido impulsado por la innovación. Mindray ha creado una red mundial de D+I con centros de investigación en Seattle, Nueva Jersey, Miami, Estocolmo, Shénzhen, Pekín, Nankín, Chengdú, Xi'an y Shanghai.

Actualmente, los productos y servicios de Mindray se pueden encontrar en centros de salud de más de 190 países y regiones. Inspirados por las necesidades de nuestros clientes, adoptamos tecnologías avanzadas y las transformamos en innovación accesible, lo que nos permite hacer posible que la asistencia sanitaria esté al alcance de todos.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China Tel.: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Correo electrónico: intl-market@mindray.com www.mindray.com Mindray cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo “MR”	mindray son marcas comerciales registradas o marcas comerciales propiedad de Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD. © 2014 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Especificaciones técnicas susceptibles de cambio sin previo aviso. P/N: ES-SV 300 Data- 210285x6P-20141212
	mindray

SV 300 Ventilador



Especificaciones técnicas	
Especificación física	
Dimensiones	354 mm x 315 mm x 249 mm (sin incluir el carrito)
Peso	Aproximadamente 10 kg (sin incluir el carrito)
Pantalla	
Tamaño de pantalla	2,1, táctil, de matriz activa TFT en color
Resolución de pantalla (H) x (V)	1280 x 800
Brillo	Ajustable
Especificaciones de ventilación	
Tipo de paciente	Adultos, niños, lactantes (peso corporal de, al menos, 3 kg)
Modo de ventilación	V-A/C (control/asistencia de volumen) P-A/C (control/asistencia de presión) V-SIMV (volumen, ventilación obligatoria intermitente sincronizada) P-SIMV (presión, ventilación obligatoria intermitente sincronizada) DuoLevel (ventilación de dos niveles) CPAP (presión continua positiva en las vías respiratorias) PSV (ventilación con presión de soporte) Ventilación de apnea APRV (ventilación de liberación de presión de las vías respiratorias) PRVC (control de volumen regulado por presión) VNI (ventilación no invasiva)
Parámetros controlados	
O ₂ %	De 21 a 100 % (incrementos de 1 %)
VC (volumen corriente)	Pacientes adultos: de 100 a 2000 ml (incrementos de 10 ml) Pacientes pediátricos: de 20 a 300 ml (incrementos de 1 ml)
f (frecuencia de ventilación)	De 1 a 100 rpm (incrementos de 1 rpm)
fSIMV (frecuencia de ventilación en modo SIMV)	De 1 a 60 rpm (incrementos de 1 rpm)
Rango I:E	De 4:1 a 1:10 (incrementos de 0,5)
Tinsp (tiempo de inspiración)	De 0,20 a 10 s (incrementos de 0,05 s)
Trampa (tiempo de aumento de presión)	De 0 a 2,00 s (incrementos de 0,05 s)
Talta	De 0,2 a 30 s (incrementos de 0,1 s)
Tbaja	De 0,2 a 30 s (incrementos de 0,1 s)
Tpausa	De 5 % a 60 % (incrementos de 1 %), apagado
ΔPinsp	De 5 a 80 cmH ₂ O (incrementos de 1 cmH ₂ O)
ΔPsupp	De 0 a 80 cmH ₂ O (incrementos de 1 cmH ₂ O)
Palta	De 0 a 80 cmH ₂ O (incrementos de 1 cmH ₂ O)
Pbaja	De 0 a 45 cmH ₂ O (incrementos de 1 cmH ₂ O)
PEEP	De 1 a 45 cmH ₂ O (incrementos de 1 cmH ₂ O), apagado
Sensibilidad por flujo	De 0,5 a 15 l/min (incrementos de 0,1 l/min), apagado
Sensibilidad por presión	De -10 a – 0,5 cmH ₂ O (incrementos de 0,5 cm H ₂ O), apagado
Exp% (nivel de final de espiración)	De 10 a 85 % (incrementos de 5 %), automático
Ventilación de apnea	
Tvapnea	Pacientes adultos: de 100 a 2000 ml (incrementos de 10 ml) Pacientes pediátricos: de 20 a 300 ml (incrementos de 1 ml)
ΔPapnea	De 5 a 80 cmH ₂ O (incrementos de 1 cmH ₂ O)
Fapnea	De 1 a 80 rpm (incrementos de 1 rpm)
Apnea Tinsp	De 0,20 a 10 s (incrementos de 0,05 s)

Suspiro	
Interruptor de suspiro	ACTIVADO, DESACTIVADO
Intervalo	De 20 s a 180 min (incrementos de 1 s desde 20 s hasta 59 s, incrementos de 1 min desde 1 hasta 180 min)
Ciclos de suspiros	De 1 a 20 (incrementos de 1)
^ int.PEEP	De 1 a 45 cmH ₂ O (incrementos de 1 cmH ₂ O), apagado
Compliance de resistencia de tubo automática	
Tipo de tubo	Tubo endotraqueal, tubo traqueal, desactivar ATRC
ID de tubo	Pacientes adultos: 5,0 - 12,0 mm (increments of 0,5 mm) Pacientes pediátricos: 2,5 - 8,0 mm (increments of 0,5 mm)
Compensación	De 0 a 100 % (incrementos de 1 %)
Interruptor de compliance de espiración	ACTIVADO, DESACTIVADO
Parámetros monitorizados	
Rango de presión de vías respiratorias	Ppico, Pplat, Pmed, PEEP (Rango -20 - + 120 cmH ₂ O)
Rango de volumen corriente	Tvi, TVe, TVe espon (rango de 0 a 4000 ml)
Rango de frecuencia	ftotal, fmand, fespon (rango de 0 a 200 rpm)
Rango de volumen/minuto	MV, MVespon, Mvfuga (rango de 0 a 100 l/min)
Resistencia	Rinsp, Rexp (de 0 a 600 cmH ₂ O/L/s)
Cumplimiento	Cestat, Cdin (de 0 a 300 ml/cmH ₂ O)
Oxígeno inspirado (FiO ₂)	15 - 100%
RSBI	0 - 999/1/ (L·min)
WOB	0 - 100 J/min
P0.1	De -20 a 0 cmH ₂ O
NIF	De -45 a 0 cmH ₂ O
PEEPi	De 0 a 80 cmH ₂ O
Rcexp	De 0 a 10 s
TVe/IBW	De 0 a 50 ml/kg
Onda	Tiempo de presión de vías respiratorias, tiempo de flujo, tiempo de volumen
Bucles	Volumen Pva, volumen flujo, flujo pva
Precisión del ventilador	
Precisión de control	
O ₂ %	±(3 vol. % + 1 % de ajuste)
VC	±(10 ml + 10 % de ajuste) (BTPS)
Tinsp	±0,1 s o ±10 % de ajuste, lo que sea mayor
I: E	2: 1 a 1: 4: ±10 % de ajusteOtro rango: ±15 % de ajuste
F	±1 bpm
fSIMV	±1 bpm
Trampa	± (0,2 s + 20 % de ajuste)
PEEP	± (2,0 cmH ₂ O + 5 % de ajuste)
^ P _{insp}	± (2,0 cmH ₂ O + 5 % de ajuste)
^ P _{sop}	± (2,0 cmH ₂ O + 5 % de ajuste)
Palta	± (2,0 cmH ₂ O + 5 % de ajuste)
Pbaja	± (2,0 cmH ₂ O + 5 % de ajuste)
Talta	±0,2 s o ±10 % de ajuste, lo que sea mayor
Tbaja	±0,2 s o ±10 % de ajuste, lo que sea mayor
Sensibilidad por presión	± (1,0 cmH ₂ O + 10 % de ajuste)
Sensibilidad por flujo	±(1,0 l/min + 10 % de ajuste)
^ int.PEEP	± (2,0 cmH ₂ O + 5 % de ajuste)
% exp	±10%
Fapnea	±1 bpm
^ P _{apnea}	± (2,0 cmH ₂ O + 5 % de ajuste)
T _{vapnea}	±(10 ml + 10 % de ajuste) (BTPS)
Apnea Tinsp	±0,1 s o ±10 % de ajuste, lo que sea mayor

Precisión de monitorización			
Presión de las vías respiratorias (Ppico, Pplat, Pmedia, PEEP)		±(2 cmH ₂ O + 4 % de la lectura real)	
Volumen corriente (TVi, TVe, TVe/IBW, TVe espon)		0 ml-100 ml: ±(10 ml + 3 % de la lectura real) (BTPS);	
Volumen/minuto (MV, MVespon, Mvfuga)		±(0,2 l/min + 10 % de la lectura real) (BTPS)	
Frecuencia (ftotal, fmand, fespon)		±5 % de la lectura o ±1 bpm, lo que sea mayor	
Oxígeno inspirado (FiO ₂)		±(2,5 vol. % + 2,5 % de la lectura real)	
Resistencia		De 0 a 20: ±10 cmH ₂ O/(L/s) Otro rango: 50 % de la lectura real	
Cumplimiento		±(2 ml/cmH ₂ O + 20 % de la lectura real)	
RSBI		±(3 1/(L·min) + 15 % de la lectura real)	
WOB		±(1 J/(L·min) + 15 % de la lectura real)	
NIF		±(2 cmH ₂ O + 4 % de la lectura real)	
P0.1		±(2 cmH ₂ O + 4 % de la lectura real)	
PEEPi		Sin declaración	
Rcexp		±(0,2 s + 20 % de la lectura real)	
Ajustes de alarma			
Volumen corriente	Alto	Pacientes adultos: De 110 a 4000 ml, desconectado	Pacientes pediátricos: De 25 a 600 ml, desconectado
	Bajo	Pacientes adultos: De 50 a 4000 ml, desconectado	Pacientes pediátricos: De 10 a 600 ml, desconectado
Volumen/minuto	Alto	Pacientes adultos: De 0,2 a 100,0 l/min	Pacientes pediátricos: De 0,2 a 60,0 l/min
	Bajo	Pacientes adultos: De 0,1 a 50,0 l/min	Pacientes pediátricos: De 0,1 a 30,0 l/min
Presión de aire	Alto	De 10 a 85 cmH ₂ O	
Frecuencia	Alto	De 1 a 150 bpm, desactivado	
Oxígeno inspirado (FiO ₂)	Alto	Auto, FiO ₂ , excede el límite de alarma por lo menos 30 s, límite de alarma interno: valor de ajuste + máx. (7% o valor de ajuste x 10 %), 100 %)	
	Bajo	Auto, FiO ₂ , menor que el límite de alarma por lo menos 30 s, límite de alarma interno:	
Tiempo de alarma de apnea		De 5 a 60	
Módulo de CO ₂ de flujo lateral (opcional)			
Números mostrados		EtCO ₂	
Rango de medición		De 0 a 99 mmHg	
Precisión de medición		De 0 a 40 mmHg ±2 mmHg De 41 a 76 mmHg ±5 % de lectura	
Onda		Tiempo de EtCO ₂	
Resolución		1 mmHg	
Frecuencia de muestreo		Pacientes adultos: 70 ml/min, 100 ml/min, 120 ml/min, 150 ml/min	
Precisión de muestreo		Pacientes pediátricos: 70 ml/min,100 ml/min	
		±15 % del valor de ajuste o ±15 ml/min, lo que sea mayor	
Tiempo de respuesta del sistema		Uso de trampa de agua para pacientes adultos, línea de muestreo de pacientes adultos: < 7,5 s a 150 ml/min < 8 s a 120 ml/min < 8,5 s a 100 ml/min < 9,5 s a 70 ml/min Uso de trampa de agua para pacientes pediátricos, línea de muestreo de pacientes pediátricos: < 7,5 s a 100 ml/min < 8 s a 70 ml/min	
Tiempo de elevación		Trampa de agua de adultos: < 400 ms a 70 ml/min < 330 ms a 100 ml/min < 300 ms a 120 ml/min < 240 ms a 150 ml/min Trampa de agua para pacientes neonatos: < 400 ms a 70 ml/min < 330 ms a 100 ml/min	
Tiempo de limpieza de trampa de agua		Trampa de agua de adultos: ≥24 h a 150 ml/min ≥48 h a 70 ml/min Trampa de agua para pacientes pediátricos ≥24 h a 100 ml/min ≥48 h a 70 ml/min	

Límites de alarma de CO ₂ de flujo lateral		
EtCO ₂	Alto	De 2 a 99 mmHg
	Bajo	De 0 a 97 mmHg
Módulo de CO ₂ de flujo principal (opcional)		
Números mostrados	EtCO ₂	
Rango de medición de EtCO ₂	De 0 a 150 mmHg	
Precisión de medición de EtCO ₂	De 0 a 40 mmHg ±2 mmHg de lectura De 41 a 70 mmHg ±5 % de lectura De 71 a 100 mmHg ±8 % de lectura De 101 a 150 mmHg ±10 % de lectura	
Resolución	1 mmHg	
Onda	Tiempo de EtCO ₂ , volumen de EtCO ₂	
Otros parámetros		
Rampa CO ₂ (pendiente de la fase de meseta alveolar)	Rango: De 0 a 9,99 %/l	Resolución: 0,01 %/l
Vtalv (ventilación corriente alveolar)	Rango: De 0 a 9999 ml	Resolución: 1 ml
V'alv (ventilación/minuto alveolar)	Rango: De 0 a 20 l/min	Resolución: 0,01 l/min para < 1 l/min 0,1 l/min para ≥ 1 l/min
V'CO ₂ (eliminación de Co ₂)	Rango: De 0 a 9999 ml/min	Resolución: 1 ml/min
Vdaw (espacio muerto de vía respiratoria)	Rango: De 0 a 999 ml	Resolución: 1 ml
VDaw/TVe (fracción de espacio muerto fisiológico en la abertura de las vías respiratorias)	Rango: 0 - 100%	Resolución: 1%
VeCO ₂ (volumen de CO ₂ exhalado)	Rango: De 0 a 999 ml	Resolución: 1 ml
ViCO ₂ (volumen de CO ₂ inspirado)	Rango: De 0 a 999 ml	Resolución: 1 ml
Tiempo de respuesta del sistema	< 2,0 s	
Límites de alarma de CO ₂ principal		
EtCO ₂	Alto	De 2 a 150 mmHg
	Bajo	De 0 a 148 mmHg
Módulo SpO ₂ (opcional)		
Rango de medición y resolución		
SpO ₂	Rango: 0 - 100%	Resolución: 1%
PR	Rango: De 20 a 254 l/min	Resolución: 1 l/min
PI	Rango: 0,05 - 20%	
Precisión de medición		
SpO ₂	De 70 a 100 %: ±2 % De 0 % a 69 %: Sin especificar.	
FP	±3 l/min	
Límites de alarma de SPO ₂ principal		
SpO ₂	Alto	De 2 a 100 %
	Bajo	De 0 a 98 %
	Desaturación	De 0 a 98 %
FP	Alto	De 17 a 300 l/min
Tendencia		
Tipo	Tabular, gráfico	
Longitud	72 horas	
Contenido	Parámetros de monitor, parámetros de configuración (configuración de modo de ventilación y parámetros)	
Terapia de O ₂		
Parámetros controlados		
O ₂ %	De 21 a 100 % (incrementos de 1 %)	
Flujo	De 2 a 50 l/min	
Precisión controlada		
O ₂ %	±3 vol. % + 1 % de ajuste)	
Flujo	±2 l/min + 10 % de ajuste) (BTPS)	